

EDAN HOLTER ECG SE-2003



REF : EDA174 – Holter ECG SE-2003

- Holter ECG numérique 3 pistes (enregistrement 24-48-96 heures)
 - Fonctionne avec 1 pile AAA non fourni
 - Ecran couleur OLED affichant la courbe d'une dérivation
 - Ultra compact (seulement 50g) et résistant - protections des données (résiste à l'eau et la poussière IP27)
 - Possibilité de l'utiliser même sous la douche
 - Facile à nettoyer
 - Détection de Pacemaker
 - Jusqu'à 8 jours d'enregistrement avec la pile pleinement chargée
 - Taux d'échantillonnage réglable
 - Facile à programmer
- Logiciel d'analyse et de stockage des données en Français
 - Analyse rapide (chargement des données via USB ou micro SD: 20 secondes)
 - Affichage complet jusqu'à 96 heures d'enregistrement
 - Modèles d'analyses paramétrables
 - Analyses : ST Segment, AFIB/FLUB, HRV, HRT, OSA
- Fourni avec : 30 électrodes adultes UU à pression, câble patient 7 électrodes à pression, une ceinture, une housse, CD ROM, clé USB sentinelle, Micro SD 1GB et sacoche de transport.
- Garantie 2 ans