

OMRON

FRAFITO
Medical TechnologyREF OMR290
HEM-7600T-E

EVOLV

Tensiomètre automatique au bras
pour un usage à domicileTensiomètre tout en un,
sans tube ni câble

- ✓ Validé cliniquement pour la population générale⁽⁸⁾
- ✓ Validé cliniquement pour les femmes enceintes ou souffrant de pré-éclampsie⁽¹⁴⁾
- ✓ Connecté via l'application OMRON connect : suivi et partage des mesures avec son médecin
- ✓ Brassard Intelli Wrap : fiabilité des mesures quelle que soit la position du brassard autour du bras⁽¹⁰⁾
- ✓ Intellisense Technology
- ✓ Indicateur de battements irréguliers du cœur
- ✓ Indicateur d'installation correcte
- ✓ Détection des mouvements du corps
- ✓ Triple affichage (Sys/Dia/Pouls)
- ✓ Mémoire : 100 mesures



Type de brassard	Intelli Wrap - Préformé
Taille brassard	Adulte 22-42 cm
Bluetooth	Oui
Date/Heure	Oui
Alimentation	4 piles AAA 1,5 V (300 mesures)
Livré avec	Moniteur, boîte de rangement, piles, manuel d'utilisation, instruction de montage
Matériaux	ABS, coton, polyester
Conditions d'utilisation	Température : +10 à +40°C Taux d'humidité : 15 à 90%
Garantie	Moniteur 3 ans

Données logistiques

Référence OMRON	EAN	Dimensions (L x H x P) / Poids			Conditions de stockage /transport	
		Produit	Packaging		Température	Taux d'humidité
		Moniteur seul	Pack unitaire	Master carton (10 ex.)		
HEM-7600T-E	40 15672 11046 5	85 x 120 x 20 mm (sans brassard) 240 g (sans piles)	125 x 170 x 118 mm 583 g	623 x 210 x 276 mm 6,7 kg	- 20°C à +40°C	10 à 90%