

## OTOSCOPES

Réf. SCO003-SCO006

### ONE MEDICAL - OTOSCOPES SCOPE ONE





## ONE MEDICAL - OTOSCOPES SCOPE ONE

**Le Scope One** est un otoscope ultra-portable, léger et compact, qui facilite l'examen de l'oreille, du conduit auditif externe et du tympan. Son utilisation simple, intuitive et précise facilite l'auscultation auriculaire et améliore ainsi le quotidien du patient et du professionnel de santé.

L'appareil comprend un manche, une lumière pour éclairer l'intérieur du conduit auditif, ainsi qu'un spéculum détachable qui peut être inséré dans le conduit auditif externe. La **lentille grossissante x3** offre une image nette, sans distorsions ni reflets, ce qui permet de gagner du temps lors du diagnostic et ainsi rassurer les patients. L'installation est simple. Il suffit d'aligner le filetage de l'otoscope avec le manche et de tourner la tête dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la tête et le manche soient fermement assemblés.

L'appareil est disponible en quatre couleurs : noir, bleu, turquoise et rose. L'otoscope Scope One fonctionne avec deux piles AA/LR6 alcalines (non incluses). **L'autonomie de sa batterie est de 50 heures**, ce qui limite la fréquence des recharges. L'otoscope est fabriqué à partir de matériaux non toxiques et non pyrogènes, garantissant l'absence de risques pour la santé et la sécurité des patients lors de son utilisation.

### CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Lumière intégrée pour un éclairage optimal de l'intérieur du conduit auditif
- ◆ Léger, compact et portable
- ◆ Grande autonomie de batterie (50 heures) grâce à la faible consommation de la LED
- ◆ Durée de vie de la LED de 50 000 heures, sans remplacement nécessaire pendant la durée de vie de l'instrument
- ◆ Disponible en quatre couleurs : noir, bleu, turquoise et rose.
- ◆ Fabriqué en acier inoxydable hautement résistant à la corrosion
- ◆ Lentille grossissante x3 pour une visualisation précise, sans distortion ni reflets
- ◆ Fabriqué avec des matériaux non toxiques et non pyrogènes

### DONNÉES TECHNIQUES

- |                                    |                                              |                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| ◆ Plages de mesure : /             | ◆ Humidité : 30%-75%                         | ◆ Protection : IPX2 et IP54    |
| ◆ Dimensions (cm) : 16,6 x 4 x 2,7 | ◆ Pression : 70kPa~106kPa                    | ◆ Certifications : UE 2017/745 |
| ◆ Poids : 97 g (sans piles)        | ◆ Autonomie : 50 h                           | ◆ Organisme notifié : CE       |
| ◆ Température : -20 °C - 55 °C     | ◆ Alimentation : Deux piles AA/LR6 alcalines |                                |

### MENTIONS OBLIGATOIRES

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

**Dénomination** : Oscope Scope One

**Destination** : examen de l'oreille, du conduit auditif externe et du tympan.

**Fabricant** : Laftan International

**Instructions** : lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage

**Consignes de prudence** : en cas de doute, consulter un professionnel de santé

**Classe** : I

**Date de mise à jour de cette fiche** : 03/06/2025

**T. +33 4 93 72 53 54**

infos@frafito.net

655 Chemin du Roguez

Parc d'activité Roguez Village – Bat E

06670 Castagniers – France