

OTOSCOPIES

Réf. SCO007

ONE MEDICAL - OTOSCOPE SCOPE ONE KID



 **ONE
MEDICAL**

Garantie
1 an
Garantie
1 an
1



ONE MEDICAL - OTOSCOPE SCOPE ONE KID

Le Scope One Kid est un otoscope ultra-portable, léger et compact, qui facilite l'examen de l'oreille, du conduit auditif externe et du tympan. Son utilisation simple, intuitive et précise facilite l'auscultation auriculaire et améliore ainsi le quotidien du patient et du professionnel de santé. Conçu pour les enfants, il arbore une forme de girafe afin de réduire le stress de l'enfant pendant l'examen grâce à son design ludique.

L'appareil comprend un manche, une lumière pour éclairer l'intérieur du conduit auditif, ainsi qu'un spéculum détachable qui peut être inséré dans le conduit auditif externe. La **lentille grossissante x3** offre une image nette, sans distorsions ni reflets, ce qui permet de gagner du temps lors du diagnostic et ainsi rassurer les patients. L'installation est simple. Il suffit d'aligner le filetage de l'otoscope avec le manche et de tourner la tête dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la tête et le manche soient fermement assemblés.

L'otoscope Scope One Kid fonctionne avec deux piles AA/LR6 alcalines (non incluses). **L'autonomie de sa batterie est de 50 heures**, ce qui limite la fréquence des recharges. L'otoscope est fabriqué à partir de matériaux non toxiques et non pyrogènes, garantissant l'absence de risques pour la santé et la sécurité des patients lors de son utilisation.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Lumière intégrée pour un éclairage optimal de l'intérieur du conduit auditif
- ◆ Léger, compact et portable
- ◆ Grande autonomie de batterie (50 heures) grâce à la faible consommation de la LED
- ◆ Durée de vie de la LED de 50 000 heures, sans remplacement nécessaire pendant la durée de vie de l'instrument
- ◆ Fabriqué en acier inoxydable hautement résistant à la corrosion
- ◆ Lentille grossissante x3 pour une visualisation précise, sans distorsion ni reflets
- ◆ Fabriqué avec des matériaux non toxiques et non pyrogènes

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------------|
| ◆ Plages de mesure : / | ◆ Humidité : 30%-75% | ◆ Protection : IPX2 et IP54 |
| ◆ Dimensions (cm) : 16,6 x 4 x 2,7 | ◆ Pression : 70kPa~106kPa | ◆ Certifications : UE 2017/745 |
| ◆ Poids : 97 g (sans piles) | ◆ Autonomie : 50 h | ◆ Organisme notifié : CE |
| ◆ Température : -20 °C - 55 °C | ◆ Alimentation : Deux piles AA/LR6 alcalines | |

MENTIONS OBLIGATOIRES

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Dénomination : Otoscope Scope One Kid

Destination : examen de l'oreille, du conduit auditif externe et du tympan.

Fabricant : Laftan International

Instructions : lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage

Consignes de prudence : en cas de doute, consulter un professionnel de santé

Classe : I

Date de mise à jour de cette fiche : 03/06/2025

T. +33 4 93 72 53 54

infos@frafito.net

655 Chemin du Roguez

Parc d'activité Roguez Village – Bat E

06670 Castagniers – France