

P1401

Pliage pour Fukuda FCP8100/FCP2201/FX2111 63x75mmx400plis

1. DIMENSIONS ET TOLERANCES

1.1 PLIAGES EN Z

Impression et couleur de la grille : rouge

Hauteur du rouleau (mm) (+ 0 - 0,5 mm) : 63

Longueur du rouleau (m) (+ 0 - 3 %) : 75

Nombre de feuilles (+ 0 - 3 %) : 400

Signal de fin de pack : 1,5

2. TACHE NOIRE ET TROU

Dimensions, mm ($\pm 0,5$ mm) : 5,5 x 7

Position tenant compte de la marge (mm) : 0

Position tenant compte de la longueur, mm ($\pm 0,5$ mm) : 55,5

Distance entre les marques noires, trous, mm ($\pm 0,5$ mm) : 75

Intensité de la couleur noire : 1,2 - 1,4

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PAPIER

Type de papier : Papier thermique avec couche thermique noire

Grammage (g/m^2) (± 4) : 55

Épaisseur du papier (micron) (± 5) : 60

Le modèle est fabriqué conformément à des normes de qualité élevées. Il est équivalent à la version originale. Dispositif de classe I selon la règle 1, chapitre III, annexe VIII, du règlement MDR 2017/745. Du papier thermique de haute qualité est utilisé, ce qui garantit la stabilité de l'image et des dimensions pendant longtemps.



P1401

Pliage pour Fukuda FCP8100/FCP2201/FX2111 63x75mmx400plis

