



# MINI SAC MÉDICAL

## *Madrague*

*Rose-rouge pétillant, le Mini sac Madrague est élégant tout en étant super fonctionnel. Un mélange entre modernité et vintage, clin d'œil à l'émblématique mallette en cuir du médecin.*

*Pochette personnalisable pour plus de fantaisie et de conception **écoresponsable** avec des matériaux recyclés.*



## DESCRIPTION :

- Un espace principal avec 6 poches et 1 séparateur amovible velcro
- Vendu avec 2 pochettes mobiles : 1 transparent et 1 isotherme (avec poche de gel froid réutilisable)
- Une poche ventrale (31x15cm) avec 2 filets zippés, 2 poches plates et une face à boucles élastiques
- 3 poches externes zippées et une autre avec élastique pour avoir la bouteille de gel toujours à portée de main
- Pochette sur le devant d'aspect cuir grainé personnalisable et détachable avec système MOLLE
- Port USB externe avec câble de chargement intégré
- Tissu intérieur au monogramme De Boissy
- Des poignées rembourrées et solides
- Une bandoulière rembourrée et réglable
- Un porte-nom pour bien identifier son sac
- Un fond antidérapant pour réduire le frottement et l'usure
- Tissu fait à partir de matières recyclées certifiées GRS, lavable, résistant et déperlant
- Le matériel médical visible sur nos photos n'est pas vendu avec le sac

## MINI SAC MÉDICAL *Madrague*



### UNE SILHOUETTE EMBLÉMATIQUE ET PRATIQUE

Un clin d'œil à la mallette en cuir du médecin et large ouverture



### 2 TROUSSES POUR PLUS DE RANGEMENT

Des visites simplifiées et optimisées



### PRENEZ SOIN DES AUTRES ET DE LA PLANÈTE

Des tissus fabriqués à partir de matières recyclées et certifiées GRS



### CHANGEZ DE POCHE COMME DE CHEMISE

Des pochettes personnalisables et interchangeables (en option)



### RESTEZ BRANCHÉ AVEC LE PORT USB

Un câble de chargement intégré



### UN ÉTABLI PORTATIF

Une grande poche de 31 x 15 cm sur le devant

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>	<b>Largeur</b>	32 cm
	<b>Hauteur</b>	28 cm
	<b>Profondeur</b>	20 cm
	<b>Volume</b>	15 litres
	<b>Contenu maximal recommandé</b>	4 kg
	<b>Poids</b>	1,6 kg
<b>MATIÈRE</b>	<b>Tissu extérieur principal</b>	50% Polyester recyclé post-consommation et 50% Polyester
	<b> doublure intérieure</b>	100% Polyester recyclé post-consommation
	<b>Empiècements et pochette amovible « cuir »</b>	40% de Polyester recyclé post-consommation et 18% Polyuréthane recyclé pré-consommation et 42% Polyester
	<b>Glissières</b>	YKK®
<b>COMPARTIMENTS INTÉRIEURS</b>	Un espace principal avec 6 poches et 1 séparateur amovible velcro	
	Vendu avec 2 pochettes mobiles : 1 transparent et 1 isotherme	
	Une poche ventrale (31x15cm) avec 2 filets zippés, 2 poches plates et une face à boucles élastiques	
<b>COMPARTIMENTS EXTÉRIEURS</b>	3 poches externes zippées et une autre avec élastique	
	Pochette sur le devant d'aspect cuir grainé personnalisable et détachable avec système MOLLE	
<b>GARANTIE</b>	1 an	

### ENTRETIEN :

- Votre sac a besoin d'un nettoyage ? Utilisez un chiffon humide et s'il y a une tâche, de l'eau et du savon feront l'affaire.
- Ne pas laver pas en machine, ne pas sécher dans un sèche-linge.

#### Désignation

Mini sac médical MADRAGUE

#### Référence

**MDMADR02**

Existe aussi en coloris gris/brun dans la gamme Etrepat

Découvrez nos vidéos, notre histoire et nos gammes sur : [www.deboissy.fr](http://www.deboissy.fr)

