

ÉLECTROCARDIOGRAPHES

Réf. EDA008

ECG 3 PISTES EDAN SE-300B




EDAN

Garantie
3 ans
Garantie
3 ans
3



ECG 3 PISTES EDAN SE-300B

Le **SE-300B** est un **électrocardiographe 3 pistes** compact et léger, conçu pour offrir une performance fiable et une facilité d'utilisation dans divers environnements médicaux. Doté d'un écran couleur et d'une poignée de transport, il combine praticité et fonctionnalité pour une surveillance précise des signes vitaux cardiaques. L'ECG Edan SE-300B permet l'**enregistrement des données de manière manuelle ou automatique**, offrant ainsi une flexibilité optimale pour les professionnels de la santé. Sa capacité à enregistrer et à interpréter les données le rend particulièrement adapté à une utilisation clinique. Le SE-300B est équipé d'un ensemble de fonctionnalités avancées, y compris un convertisseur 24 bits permettant l'enregistrement simultané des 12 dérivations, assurant une qualité de signal optimale. La filtration digitale intégrée garantit des résultats précis en éliminant les artefacts indésirables. L'écran LCD de 320 x 240 offre une visualisation claire des données, tandis que l'imprimante thermique haute résolution intégrée permet une impression rapide et précise des résultats. L'autonomie de la batterie rechargeable Li-ion offre une flexibilité supplémentaire, permettant une utilisation continue pendant jusqu'à 3 heures. De plus, la connectivité Ethernet, RS232 et USB permet une intégration facile dans les systèmes d'information médicale existants, avec la possibilité de générer des rapports PDF via USB pour une documentation complète des données.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Autonomie de 3h / Mémoire 144 ECG
- ◆ Modes d'enregistrement ECG : manuel et automatique avec interprétation testée CSE/AHA/MIT
- ◆ Ecran LCD 320x240
- ◆ Imprimante thermique intégrée haute résolution
- ◆ Papier 80mm x 20 m
- ◆ Rapport PDF via USB
- ◆ Filtration digitale : bande passante (0,05/0,15/0,25 / 0,32/0,5/0,67 Hz), bande étroite (25/35/45Hz/ OFF), principal d'alimentation (75/100/150 Hz)
- ◆ Enregistrement des 12 dérivations simultanément avec convertisseur 24 bits
- ◆ Livré avec : 1 Câble patient 10 fils a fiche banane / 6 électrodes précordiales / 4 sangles avec électrodes intégrées / 1 liasse de papier / 1 manuel d'utilisation / 1 fusible (rechange)

ACCESSOIRES

- ◆ **EDA039** : Programme Smart ECG viewer : analyse et interprétation des résultats + détection des arythmies.
- ◆ **EDA038** : Pied à roulettes
- ◆ **EDA040** : Sacoche de transport
- ◆ **EDA031** : Papier pour SE-300B
- ◆ **EDA055** : Câble patient 10 fils à fiche banane
- ◆ **EDA053** : Lot de 6 électrodes précordiales
- ◆ **EDA054** : Lot de 4 sangles avec électrodes intégrées

DONNÉES TECHNIQUES

- ◆ Plages de mesure : 30-300 BPM
- ◆ Humidité (fonc.) : 25 % ~ 80 % HR
- ◆ Alimentation : Secteur
- ◆ Dimensions (cm) : 30x26x8,5
- ◆ Pression : 86 ~ 106 kPa
- ◆ Certifications : /
- ◆ Poids : 2 kg
- ◆ Protection eau et poussière : N/A
- ◆ Organisme notifié : CE0123
- ◆ Température (fonc.): 5°C - 40°C

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Dénomination : Électrocardiographe Edan SE-300B

Destination : Appareil de mesure et d'enregistrement de l'activité cardiaque

Fabricant : Edan Instruments Inc.

Instructions : lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage

Consignes de prudence : en cas de doute, consulter un professionnel de santé

Classe : Ila

Mise à jour de cette fiche : 05/04/2024

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 35 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83

infos@fracito.net

655 Chemin du Roguez

Parc d'activités Roguez Village - Bât E

06670 Castagniers, France