

Electrode de surface Ambu® Neuroline™ 710

FICHE TECHNIQUE

L'électrode Ambu® Neuroline™ 710 est une électrode de surface repositionnable, autoadhésive et conductrice de la gamme neurologie Ambu®. Le support de l'électrode est souple, confortable, doux et respirant, ce qui permet de limiter l'irritation de la peau.

L'électrode est dotée d'un capteur argent/chlorure d'argent qui garantit un signal de qualité et stable. Elle dispose d'un câble fin et flexible. Les câbles sont disponibles en différentes longueurs et avec différents types de connecteurs.



BÉNÉFICES CLÉS

Électrode à gel solide, auto-adhésive et repositionnable

Capteur argent/chlorure d'argent pour un signal stable et de qualité

Limite l'irritation de la peau

Matériau du support flexible, confortable, doux et respirant

Câble fin et flexible

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Examens neurophysiologiques des muscles et/ou des nerfs

Ambu

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions

Dimensions de l'électrode (L x l en mm)	28 x 20
Surface adhésive (en mm ²)	490

Capteur

Matériau du capteur	Argent/Chlorure d'argent (Ag/AgCl)
Nature du gel	Gel solide
Surface du gel/zone de mesure (en mm ²)	490

Environnement

Électrode sans latex de caoutchouc naturel
Câble sans latex de caoutchouc naturel
Emballage sans PVC

MATÉRIAUX

Électrode

Biocompatible	Oui
Support du capteur	Vinyle
Adhésif cutané	Hydrogel
Support externe	Polyester non tissé
Cœur de fil conducteur	Cuivre
Isolation du fil conducteur	Polychlorure de vinyle (PVC)
Connecteur	Laiton/polypropylène (PP)
Plaquette	Polytéréphtalate d'éthylène (PET)

Conditionnement

Sachets, couche intérieure	Polyéthylène (PE)
Sachets, couche centrale	Aluminium (Al)
Sachets, couche extérieure	Papier
Cartons	Carton

CONFIGURATIONS DISPONIBLES

Référence	Longueur du câble cm	Couleur du câble	Durée de vie en mois		Conditionnement		
			(en sachet scellé/ouvert)	Quantité/sachet	Quantité/boîte	Quantité/carton	
71001-SC/12	10	○	18	1	12	240	1920
71005-K/12	50	○	18	1	12	240	1920
71010-J/12	100	○	18	1	12	120	960
71010-K/12	100	○	18	1	12	120	960
71015-K/12	150	○	18	1	12	120	960
71015-K/C/12	150	●●●	18	1	12	120	960

71001-SC/12 ● Produit ● Connecteur
● Longueur de câble ● Quantité par sachet

71005-K/C/12 ● Produit ● Kit de couleurs
● Longueur de câble ● Quantité par sachet
● Connecteur



K = connectique 1,5 mm



J = connecteur 2 mm



SC = connecteur 0,7 mm



Température de stockage

Ambu

Ambu SARL
Les Bureaux du Parc
Avenue Jean Gabriel
Domergue
CS300800
33070 BORDEAUX
Tél : (33) 05 57 92 31 50
www.ambu.fr

