

Ambu® WhiteSensor 4200

Électrode ECG - à usage unique



Bénéfices clés

- Gel solide conducteur
- Support en mousse flexible
- Biocompatible

Ambu® WhiteSensor 4200

L'Ambu WhiteSensor 4200 est doté d'un gel solide conducteur qui garantit une bonne qualité de signal pendant les applications de monitoring ECG de courte durée.

Grâce au support externe en mousse flexible, l'électrode offre facilité d'utilisation et confort pendant l'application.



Gel solide



Support en mousse

WhiteSensor

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Dimensions de l'électrode (l x L en mm)	28 x 44
Dimensions de la surface de contact avec la peau (l x L en mm)	28 x 44
Surface adhésive (en mm²)	919
Épaisseur sans connecteur/câble (en mm)	1
Capteur	
Matériau du capteur	Argent/Chlorure d'argent (Ag/AgCl)
Nature du gel	Solide
Surface du capteur (en mm²)	46
Surface du gel/zone de mesure (en mm²)	201
Données électriques (ANSI/AAMI)	
Impédance CA - typique	150 Ω
Tension continue de polarisation - typique	1,0 mV
Tension résiduelle de défibrillation - typique	12 mV
Niveau de modification du potentiel de polarisation - typique	0,3 mV/s
Recueil instabilité et bruit interne	30 µV
Tolérance courant (après 8 h)	5 mV
Environnement	
Électrode sans PVC	Oui
Électrode sans latex de caoutchouc naturel	
Conditionnement sans PVC	Oui
Rayons X et IRM	
Radiotransparent	No
Compatible avec l'IRM	No
Durée de validité	
En sachet ouvert	1 mois
En sachet scellé	30 mois*

*à compter de la date de fabrication

Matériaux

Électrode		Conditionnement standard	
Biocompatible	Oui	Nombre d'électrodes/sachet	100
Capteur	Argent/Chlorure d'argent (Ag/AgCl)	Quantité/boîte	1200
Support externe	Mousse de polyéthylène (PE)		
Adhésif externe	Polyacrylate		
Étiquette	Polyéthylène		
Connecteur (bouton pression)	Acier inoxydable		
Plaquette	Film de polyester siliconé		
Conditionnement		Attention	
Sachet (feuilles externe/intermédiaire/interne)	Polyester (PET)/aluminium/polyéthylène (PE)	Usage unique seulement	
Carton et emballage extérieur	Boîte ondulée		

Configurations disponibles

Numéro de référence	Quantité/plaquette	Quantité/sachet	Quantité/boîte	Quantité/carton
4200	5	100	1200	9600

Sales Company

Ambu sarl

43-45 Rue d'Armagnac
CS 72073
33088 Bordeaux France
Tél. : (33) 05 57 92 31 50
Fax : (33) 05 57 92 31 59
Site internet : www.ambu.fr.

Ambu BV

4 Rue de la Presse
1000 Bruxelles
Belgique
Tél. : +32 02 227 2737
Fax : +32 02 218 31 41
Site internet : www.ambubel.be

Manufacturer

Medico Electrodes International Ltd.

Plot 142A/11, 12, 27, 28 & 29,
Noida Special Economic Zone, Noida,
Uttar Pradesh, 201305, India.

