

Ambu® WhiteSensor 4535M

Électrode ECG - à usage unique



Bénéfices clés

- Gel liquide hautement conducteur
- Bonne adhésivité
- Support externe en mousse confortable

Ambu® WhiteSensor 4535M

L'électrode Ambu WhiteSensor 4535M est dotée d'un gel liquide adhésif, qui garantit une bonne qualité de signal pendant les applications de monitoring ECG de courte durée.

Grâce au support externe en mousse flexible, l'électrode offre facilité d'utilisation et confort pendant l'application. Elle est avantageusement conditionnée en bande de 3 pièces.



Gel liquide



Support externe
en mousse

WhiteSensor

Ambu 
Ideas that work for life

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Taille de l'électrode (longueur x largeur en mm)	32 x 44
Surface adhésive (en mm²)	1079
Épaisseur, sans connecteur (en mm)	1
Capteur	
Matériau du capteur	Argent/Chlorure d'Argent (Ag/AgCl)
Nature du gel	Gel liquide
Surface du gel (en mm²)	201
Surface du capteur (en mm²)	79
Données électriques (ANSI/AAMI)	
Impédance CA - typique	65 Ω
Tension continue de polarisation - typique	1,0 mV
Tension résiduelle de défibrillation - typique	12 mV
Vitesse de changement du potentiel de polarisation	0,3 mV/s
Recueil instabilité et bruit interne	9 µV
Recueil tolérance courant	5 mV

Environnement	
Électrode sans PVC (en contact avec la peau)	Oui
Électrode sans latex de caoutchouc naturel	
Conditionnement sans PVC	Oui
Rayons X et IRM	
Radiotransparente	Non
Compatible avec l'IRM	Non
Durée de conservation	
En sachet ouvert	30 jours
En sachet scellé*	24 mois

* à compter de la date de fabrication

Matériaux

Électrode	
Biocompatible	Oui
Éponge	Polyester Polyuréthane réticulé
Support externe	Mousse de polyéthylène (PE)
Adhésif externe	Polyacrylate
Étiquette	Polyéthylène
Connecteur	Acier inoxydable
Langnette	Polyester (PET)

Conditionnement	
Sachet (feuilles externe/intermédiaire/interne)	Polyester (PET)/aluminium/polyfilm
Nombre d'électrodes/boîte	Carton ondulé
Nombre d'électrodes/carton d'expédition	Carton ondulé
Conditionnement standard	
Nombre d'électrodes/plaquette	3
Nombre d'électrodes/sachet	60
Nombre d'électrodes/boîte	300
Nombre d'électrodes/carton d'expédition	3000
Attention	
Réservé à un usage unique	

Configurations disponibles

Référence	
4535M	

Sales Company

Ambu sarl

43-45 Rue d'Armagnac
CS 72073
33088 Bordeaux France
Tél. : (33) 05 57 92 31 50
Fax : (33) 05 57 92 31 59
Site internet : www.ambu.fr

Ambu BV

4 Rue de la Presse
1000 Bruxelles
Belgique
Tél. : +32 02 227 2737
Fax : +32 02 218 31 41
Site internet : www.ambubel.be

Manufacturer

Medico Electrodes International Ltd.

Plot 142A/11, 12, 27, 28 & 29,
Noida Special Economic Zone, Noida,
Uttar Pradesh, 201305, India.