

Ambu® WhiteSensor WS

Électrode ECG - à usage unique



Caractéristiques principales

- Gel solide hautement conducteur
- Adhésivité maximale
- Support externe en mousse confortable

Ambu® WhiteSensor WS

L'électrode Ambu WhiteSensor WS se caractérise par un gel solide hautement conducteur et une adhésivité maximale destinés à assurer un signal de qualité optimale pour les examens de courte et de moyenne durée.

Grâce à sa mousse flexible, l'électrode assure une facilité d'utilisation et un confort durant l'application



Gel solide



Support externe
en mousse

WhiteSensor

Spécifications

Dimensions	
Dimensions de l'électrode	36 x 40 mm
Dimensions du contact avec la peau	36 x 40 mm
Surface adhésive	857 mm²
Epaisseur	1 mm
Capteur	
Matériaux du capteur	Argent/Chlorure d'Argent (Ag/AgCl)
Nature du gel	Gel solide
Surface du capteur	79 mm²
Surface du gel	201 mm²
Donnees Electriques (ANSI/AAMI)	
Impédance	150 Ω
Tension continue de polarisation	1,0 mV
Tension résiduelle de défibrillation	12 mV
Niveau de modification du potentiel de polarisation	0,3 mV/s
Recueil instabilité et bruit interne	<9 µV
Recueil tolérance courant (après 8h)	<5 mV
Caracteristiques Environnementals	
Electrodes sans PVC	Oui
Electrodes sans latex de caoutchouc naturel	Oui
Emballage sans PVC	Oui
Rayons X & IRM	
Radiotransparent	Non
Compatible avec l'IRM	Non
Durée de conservation	
En sachet ouvert	1 mois
En sachet scellé*	30 mois la durée de vie

* à compter de la date de fabrication

Matériel

Électrode		Conditionnement	
Biocompatibilité	Oui	Nombre d'électrodes/sachet	50
Capteur	Argent/Chlorure d'Argent (Ag/AgCl)	Nombre d'électrodes/boite/carton	600/7200
Support externe	Mousse Polyéthylène (PE)	Attention	
Adhésif externe	Polyacrylate	Réservé à un usage unique	
Radiotransparent (bouton pression)	Acier inoxydable	Options	
Plaquette	Polyester/Film Polyéthylène	Connecteurs	S

Configurations Disponibles

Références de commandes	Unité	Unité/Sachet	Unité/Boîte	Unité/Carton
WS-00-S/50	1	50	600	7200
WS-00-S/L5/50	5	50	600	7200

■ PRODUIT
■ LONGUEUR CABLE (CM)
■ CONNECTEUR

Ambu Sarl
 Les Bureaux du Parc - Rue Jean
 Gabriel Domergue
 33070 Bordeaux Cedex
 Tél. : +33 5 57 92 31 50
 Fax : +33 5 57 92 31 59
 www.ambu.fr
 www.ambu-shop.fr

Ambu BV
 4, rue de la Presse
 1000 Bruxelles
 Belgique
 Tél.: (32) 02 227 27 37
 Fax: (32) 02 218 31 41
 www.ambubel.be