

(Marque : Microlife)

1 660,00 € T.T.C.

(Prix au 24/03/2026)



Description

Le **Microlife WatchBP Office Vascular ABI** est un **tensiomètre électronique** haut de gamme spécialement conçu pour le dépistage avancé des maladies cardiovasculaires en milieu médical. Il constitue une solution fiable et performante pour les professionnels de santé souhaitant allier précision diagnostique et gain de temps.

Grâce à sa technologie innovante, cet appareil permet la détection précoce de la fibrillation auriculaire (FA) et l'évaluation de l'Index Tibio-Brachial (ITB/ABI), deux indicateurs essentiels dans la prévention des pathologies vasculaires. La mesure simultanée sur les deux bras améliore la précision des diagnostics en mettant en évidence les écarts de pression artérielle.

Le **WatchBP Office Vascular ABI** propose également une mesure automatisée en cabinet (AOBPM) basée sur l'algorithme SPRINT, garantissant des résultats reproductibles et fiables. Il fournit des indicateurs complets tels que la pression artérielle moyenne (PAM) et la tension différentielle.

Pensé pour une utilisation intensive, ce **tensiomètre Microlife** est équipé d'une batterie rechargeable offrant une grande autonomie ainsi que d'un port USB pour transférer facilement les données vers un ordinateur. Le **logiciel WatchBP Analyzer** permet une analyse approfondie des résultats et une meilleure gestion du suivi patient.

Cliniquement validé pour de nombreux profils, ce **tensiomètre** est un outil indispensable pour améliorer la qualité du diagnostic et renforcer la prévention des maladies cardiovasculaires au quotidien.

Spécificités :

- Mesure tension artérielle + PAM + pression différentielle
- Mesure simultanée double bras
- Évaluation Index Tibio-Brachial (ABI / IPS)
- Détection fibrillation auriculaire (AFIB)

P. 1 / 3

Pénalités pour retard de paiement : le taux d'intérêt sera égal à trois fois le taux légal
Une indemnité légale forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement pourra être réclamée.

Siège social : HEXAMED GIROD MEDICAL- 295, Route Nationale 97 - 83130 LA GARDE - France
RCS Toulon 510 281 553 - SIRET 51028155300030 - N° TVA: FR80510281553

Coordonnées bancaires : Société Générale
IBAN : FR76 3000 3028 0000 0200 1876 056 - BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP

- Algorithme SPRINT

Caractéristiques

Données techniques :

Méthode de mesure : oscillométrique

Plage de mesure de la pression artérielle : (précision +/- 3 mmHg)

Systolique : 30 à 280 mmHg

Diastolique : 40 à 200 mmHg

Pression du brassard : 0 à 299 mmHg

Plage de mesure du pouls : 40 à 180 pulsations/min. (précision +/- 5%)

Alimentation électrique : Unité batterie rechargeable , 4,8 V C3500 mAh

Mémoire : 400 à 500 cycles de mesure

Environnement de fonctionnement : +10 °C à +40 °C / 15 à 90% HR (sans condensation)

Environnement de stockage : -20 °C à +55°C / 15 à 90% HR (sans condensation)

Livré avec :

- 4 brassards bras (2x taille M et 2x taille L)
- 1 brassard cheville (taille M)
- Adaptateur secteur
- Câble USB
- Notice

Dimensions : 20 x 12,5 x 9 cm

Poids : 1,100kg