

TENSIOMÈTRES BRAS

Réf. OMR301

HBP 1320



OMRON

Garantie 3 ans
3
Garantie 3 ans



HBP 1320

Le HBP 1320 est un tensiomètre au bras, simple et confortable d'utilisation grâce à son écran large, affichant simultanément les valeurs diastole, systole et pouls.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Détecteur de pulsations irrégulières avec indication sur l'écran
- ◆ Double mode de mesure : mode manuel avec stéthoscope ou automatique
- ◆ Protection antichoc et étanche
- ◆ Mémoire avec date et heure de chaque prise
- ◆ Possibilité de présélectionner le niveau de gonflage
- ◆ Plage de mesure de la pression artérielle : de 0 à 299 mmHg
- ◆ Moyenne automatique des 3 dernières prises – ADS -
- ◆ Fourni avec : chargeur – pack piles – 2 brassards MLB 22-32cm et LLB 32-42cm
- ◆ Trois brassards en option : SSLB 12-18cm – SLB 17-22cm – XLLB 42-50cm
- ◆ Validation Clinique
- ◆ Grand écran LCD rétro-éclairé
- ◆ Détection de mouvement

ACCESSOIRES

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|--|
| OMR302 Brassard 12-18 cm | OMR304 Brassard 22-32 cm | OMR306 Brassard 42-50cm |
| OMR303 Brassard 17-22 cm | OMR305 Brassard 32-42 cm | OMR318 Adaptateur secteur pour HBP1120 |
| OMR307 Brassard 12-18 cm - 4.5m | OMR309 Brassard 22-32 cm - 4.5m | OMR311 Brassard 42-50cm - 4.5m |
| OMR308 Brassard 17-22 cm - 4.5m | OMR310 Brassard 32-42 cm - 4.5m | OMR312 Adaptateur secteur pour HBP1320 |

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| ◆ Plages de mesure : 40 - 250 mmHg | ◆ Humidité : N/A | ◆ Alimentation : Piles |
| ◆ Dimensions : 12x20x10 cm | ◆ Pression : N/A | ◆ Certifications : 93/42/EEC |
| ◆ Poids : 0.52 kg | ◆ Protection eau et poussière : N/A | ◆ Organisme notifié : / |
| ◆ Température : N/A | | ◆ Code EAN : 4015672111295 |

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL
DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83
infos@frafito.net

23 avenue Auguste Verola
Hibiscus Park - bat E
06200 Nice France