

Pour mesurer le niveau d'oxygène sanguin en toute simplicité et fiabilité⁽¹⁾

P300 Intelli IT

Oxymètre de pouls connecté



Très précis⁽¹⁾

même pour les personnes ayant une mauvaise circulation sanguine



Connecté

Facilité de partage des mesures avec son médecin



Pour un usage professionnel et à domicile

Adapté pour les adultes et les enfants

P300 Intelli IT

Pour mesurer le niveau d'oxygène sanguin

L'oxymètre de pouls P300 Intelli IT d'OMRON est un appareil portatif non invasif destiné au contrôle ponctuel de la saturation en oxygène de l'hémoglobine artérielle (SpO₂) et de la fréquence du pouls.

Appareil connecté, il permet via l'application gratuite OMRON connect de transférer facilement les mesures sur son smartphone et de les partager avec son médecin pour un suivi à distance.

Testé cliniquement, il fournit des mesures très précises même pour les personnes ayant une mauvaise circulation sanguine. De plus, son design particulier, avec ses cotés enveloppant, a été conçu de sorte que la lumière de l'environnement externe ne vienne pas perturber la prise de mesure.

Pour qui ?

- Professionnels de santé et grand public.
- Adapté pour un usage dans les hôpitaux et dans les établissements de type hospitalier ainsi qu'à domicile.
- Adapté aux adultes, adolescents et enfants.
- Toutes les personnes ayant besoin de contrôler leur saturation en oxygène, et en particulier en cas d'insuffisance cardiaque, de troubles respiratoires (BPCO), d'apnée du sommeil ou de Covid-19.



Caractéristiques

- ✓ Mesure de la saturation sanguine pulsée en oxygène et de la fréquence du pouls
- ✓ Connecté via OMRON connect
- ✓ Testé cliniquement⁽¹⁾ pour garantir la précision des mesures
- ✓ Adapté pour des tailles de doigt de 8 à 22 mm d'épaisseur
- ✓ Adapté à toutes les couleurs de peau
- ✓ Facile à utiliser, léger et compact
- ✓ Design spécialement étudié afin que toute lumière extérieure ne vienne perturber la prise de mesure
- ✓ Large écran OLED intuitif et lumineux, pouvant être tourné à 180° pour faciliter la lecture
- ✓ Affichage lumineux bicolore (vert/orange) : la couleur passe à l'orange pour alerter en cas de niveau de SpO₂ inférieur à 90%
- ✓ Extinction automatique
- ✓ Mémoire : 30 mesures

Contenu de l'emballage	Oxymètre de pouls, piles, manuel d'utilisation et étui de rangement
Alimentation	2 piles AAA (2 000 mesures environ)
Matériaux	PC (Polycarbonate) Silicone et ABS
Conditions d'utilisation	Température : +10 à +40°C Taux d'humidité : 30 à 85%
Garantie	2 ans

Données logistiques

Référence OMRON	EAN	Dimensions (L x H x P) / Poids			Conditions de stockage /transport	
		Produit	Packaging		Température	Taux d'humidité
			Pack unitaire	Master carton (10 ex.)		
HPO-300T	40 15672 11303 9	32 x 31,5 x 61,5 mm 60 g (avec piles)	117 x 81 x 49,5 mm 155 g	435 x 145 x 138 mm 1,83 kg	-20°C à +60°C	10 à 93%

[1] Performances réelles observées lors de l'étude de validation clinique menée auprès de 12 volontaires adultes en bonne santé (âgés de 18 à 45 ans, hommes et femmes, avec une pigmentation de la peau claire à foncée).

L'oxymètre de pouls P300 Intelli IT est un dispositif de mesure de la saturation sanguine en oxygène destiné au grand public et aux professionnels. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé de classe IIa, qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE0123.